

# HEMATOLOGIA

REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES

PARA HEMATOLOGIA DE MINDRAY



- ✓ El equipo de profesionales de I+D de reactivos crea en sus instalaciones productos de gran calidad.
- ✓ Los reactivos originales y los sistemas de control de calidad garantizan resultados fiables y con capacidad de seguimiento.
- ✓ Los reactivos de tinto químico patentados están diseñados para la diferenciación de eosinófilos.
- ✓ Mayor tiempo de almacenamiento: hasta 24 meses

## REACTIVOS DE HEMATOLOGIA MINDRAY

CLAVE	SERIES	USO APROPIADO EN
<b>M-58</b>	Diluyente, Lisante LEO(I), Lisante LEO(II), Lisante LBA, Lisante LH, Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-5800, BC-5600
<b>M-53</b>	Diluyente, Lisante LEO(I), Lisante LEO(II), Lisante LH, Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-5300, BC-5380, BC-5100, BC-5180
<b>M-50</b>	Diluyente, Lisante LEO(I), Lisante LEO(II), Lisante LBA, Lisante LH, Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-5500, BC-5200
<b>M-30</b>	Diluyente, Lisante CFL, Enjuague (RINSE), E-Z Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-3000Plus, BC-3200, BC-2800, BC-2300, BC-1800
<b>M-23</b>	Diluyente, Lisante CFL, E-Z Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-2300
<b>M-18</b>	Diluyente, Lisante CFL, Enjuague (RINSE), E-Z Cleanser (detergente), Probe Cleanser	BC-1800, BC-2800
<b>V-53</b>	Paquete de Reactivos (Reagent Pack)	BC-5300Vet
<b>V-28</b>	Paquete de Reactivos (Reagent Pack)	BC-2800Vet

## CONTROLES DE HEMATOLOGIA MINDRAY

CONTROLES	PERIODO DE VIDA (2-8°C)	ESTABILIDAD VIAL ABIERTO (2-8°C)	USO APROPIADO EN
<b>BC-5D</b> Alto, Normal, Bajo	70 días 2 QC meses	14 días	BC-5800, BC-5600, BC-5500, BC-5200, BC-5300, BC-5380, BC-5100, BC-5180, BC-2800Vet.
<b>BC-3D</b> Alto, Normal, Bajo	105 días 3 QC meses	14 días	BC-3200, BC-3000Plus, BC-2800, BC-2600, BC-2300, BC-2100, BC-1800, BC-2800Vet.

## CALIBRADORES DE HEMATOLOGIA MINDRAY

CALIBRADORES	PERIODO DE VIDA (2-8°C)	ESTABILIDAD VIAL ABIERTO (2-8°C)	USO APROPIADO EN
<b>SC-CAL Plus</b>	45 días	7 días	BC-5800, BC-5600, BC-5500, BC-5200, BC-5300, BC-5100, BC-5380, BC-5180, BC-5300Vet, BC-3200, BC-3000Plus, BC-2800, BC-2600, BC-2300, BC-2100, BC-1800, BC-2800Vet.