



VECHEK™

Pruebas rápidas para animales de compañía



brandSD

 **VECHEK™**


Pruebas rápidas para animales de compañía

Las Pruebas Rápidas VECHEKen Cassete son ensayos inmunocromatográficos de flujo lateral para la detección cualitativa de diversos Antígenos y/o Anticuerpos mediante la reacción con partículas de oro coloidal.


Apostamos por mejorar la calidad de cuidado de los animales, facilitando diagnósticos precisos para veterinarios. Valoramos la alta calidad y proporcionamos soluciones diagnósticas innovadoras para todos los veterinarios que atienden animales de compañía.




Características y Beneficios




- Prácticos – Ensayos inmunocromatográficos de un paso
- Precisos – De alta sensibilidad y buena correlación con otros métodos de prueba
- Fáciles de usar – Un paso después de la recolección de muestra
- Rápidos – Resultados confiables en 5 - 10 minutos
- Eficientes – Tratamiento y manejo después de identificar la causa
- Almacenaje – A cualquier temperatura de 2°C a 30°C



1.- Retire el dispositivo del sobre laminado y coloque el cassette de prueba en una superficie plana.




2.- Se toma la muestra con el gotero y se añade dentro del pocillo.



3.- Esperar 5-10 minutos para interpretar los resultados.


Diagrama de interpretación de Resultados:



Negativo



Positivo



Inválido

Canino

Canine Parvovirus Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno de Parvovirus en heces. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIPV-602	CPV Ag Test	Heces/Vómito	95.74% vs RT-PCR	100% vs RT-PCR	97.56% vs RT-PCR

Canine Distemper Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno del virus canino de Distemper en secreciones oculares y nasales. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIDV-502	CDV Ag Test	Secreciones	97.56% vs RT-PCR	97.5% vs RT-PCR	97.75% vs RT-PCR

Canine Parvovirus + Distemper Ag

Es una prueba combinada para la detección de los antígenos de Parvovirus y Distemper en heces y secreciones. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIDP-525	1 CPV Ag Test	Heces/Vómito	1 95.74% vs RT-PCR	1 100% vs RT-PCR	1 97.56% vs RT-PCR
	2 CDV Ag Test	Secreciones	2 97.56% vs RT-PCR	2 97.5% vs RT-PCR	2 97.75% vs RT-PCR

Canine Ehrlichia Ab + CHW Ag + LSHAb Combo Test

Es una prueba combinada para la detección de Ehrlichia, Gusano del corazón y Leishmania. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIELH-435	1 Canis Ehrlichia Ab	SE/P/S	1 92.77% vs PCR	1 96.15% vs PCR	1 94.41% vs PCR
	2 LSH Ab		2 93.33% vs ELISA	2 95.71% vs ELISA	2 95% vs ELISA
	3 CHW Ag		3 89.55% vs RT-PCR	3 98.94% vs RT-PCR	3 95.03% vs RT-PCR

Lyme Ab + Canine Ehrlichia Ab + Anaplasma Ab + CHW Ag Combo Test

Es una prueba combinada para la detección de Lyme, Ehrlichia, Anaplasma y Gusano del corazón. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VILEAC-445	1 Lyme IgG IgM	SE/P/S	1 97.62% vs CCT	1 97.56% vs CCT	1 97.59% vs CCT
	2 Canis Ehrlichia Ab		2 92.77% vs PCR	2 96.15% vs PCR	2 94.41% vs PCR
	3 Anaplasma Ab		3 93.33% vs ELISA	3 95.71% vs ELISA	3 95% vs ELISA
	4 CHW Ag		4 89.55% vs RT-PCR	4 98.94% vs RT-PCR	4 95.03% vs RT-PCR

Canine Relaxin

Es una prueba cualitativa para la detección de Relaxina Canina. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIRLN-302	Canine Relaxin (RLN)	Suero/Plasma	93.1% vs Ultrasonido	96.7% vs Ultrasonido	95.5% vs Ultrasonido



Canine Adenovirus Ag

Es una prueba cualitativa para la detección del antígeno de Adenovirus Tipo II en secreciones. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIAD-502	CAV Ag Canine Adenovirus Type - II Ag Test	Secreciones	94.44% vs RT-PCR	95.35% vs RT-PCR	95.08% vs RT-PCR

Canine Brucella LPS

Es una prueba cualitativa para la detección de Lipopolisacáridos de Brucella canis en sangre entera, plasma o suero. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VICBL-402	Canine Brucella LPSTest	SE/P/S	97.5% vs RT-PCR	96.67% vs RT-PCR	96.88% vs RT-PCR

Canine Ehrlichia Ab

Es una prueba cualitativa para la detección de anticuerpos de Ehrlichia canis en sangre entera, plasma o suero. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIEH-402	Canine Ehrlichia Ab	SE/P/S	92.77% vs PCR	96.15% vs PCR	94.41% vs PCR

Canine Heart Worm Ag

Es una prueba cualitativa para la detección del Antígeno del gusano del corazón. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIHW-402	Canine Heart Worm Ag	SE/P/S	89.55% vs RT-PCR	98.94% vs RT-PCR	95.03% vs RT-PCR

Giardia Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno Giardia en heces. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIGA-602	Giardia Ag Test	Heces	95.12% vs Microscopio	95.87% vs Microscopio	95.68% vs Microscopio

Canine CPVAg + CCVAg Combo

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno de Parvovirus y Coronavirus en heces. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIPC-625	1 CPV Ag Canine Parvovirus Ag Test	Heces/Vómito	1 95.74% vs RT-PCR	1 100% vs RT-PCR	1 97.56% vs RT-PCR
	2 CCV Ag Canine Coronavirus Ag Test		2 93.1% vs RT-PCR	2 97.52% vs RT-PCR	2 96.09% vs RT-PCR

Canine CPVAg + CCVAg + Giardia Ag Combo

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno de Parvovirus, Coronavirus y Giardia en heces. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIPCG-635	1 CPV Ag Canine Parvovirus Ag Test	Heces/Vómito	1 95.74% vs RT-PCR	1 100% vs RT-PCR	1 97.56% vs RT-PCR
	2 CCV Ag Canine Coronavirus Ag Test		2 93.1% vs RT-PCR	2 97.52% vs RT-PCR	2 96.09% vs RT-PCR
	3 Giardia Ag	Heces	3 95.12% vs Microscopio	3 95.87% vs Microscopio	3 95.68% vs Microscopio

LEYENDASE=Sangre entera P = Plasma S= Suero

Felino

Feline Panleucopenia Virus Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno del virus de Panleucopenia felina en heces o vómito. (Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIFP-602	FPV Ag Test	Heces/Vómito	92.54% vs RT-PCR	97.09% vs RT-PCR	95.02% vs RT-PCR

Feline Leukemia Virus Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno del virus de Leucemia felina en sangre entera, plasma o suero. (Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VILV-402	FeLV Ag Test	SE/P/S	92.86% vs RT-PCR	100% vs RT-PCR	97.06% vs RT-PCR

Feline Immunodeficiency Virus Ab

Es una prueba cualitativa para la detección de anticuerpos del virus de Inmunodeficiencia felina (SIDA) en sangre entera, plasma o suero.

(Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIIV-402	FIV Ab Test	SE/P/S	95% vs RT-PCR	97.5% vs RT-PCR	96.88% vs RT-PCR

Feline Calicivirus Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno del virus del Calicivirus felino en secreciones nasales/oculares. (Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIFC-502	FCV Ag Test	Secreciones	88.37% vs ELISA	92.31% vs ELISA	90.24% vs ELISA

Feline FIV Ab + FeLV Ag Combo Test

Es una prueba para la detección de los antígenos de Leucemia Felina y SIDA Felino en sangre entera, plasma y suero. (Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIIE-425	1 FIVAb Feline Immunodeficiency Virus Ab Test	SE/P/S	1 95% vs RT-PCR	1 97.5% vs RT-PCR	1 96.88% vs RT-PCR
	2 FeLV Ag Feline Leukemia Virus Ag Test		2 92.86% vs RT-PCR	2 100% vs RT-PCR	2 97.06% vs RT-PCR

Feline Infectious Peritonitis Ag

Es una prueba cualitativa para la detección de antígeno del Coronavirus felino causante de Peritonitis Infecciosa Felina. (Caja con 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIIP-602	FIPV Ag test	Mezcla de suero/heces/ líquido ascítico/secreciones	95.12% vs RT-PCR	95.87% vs RT-PCR	95.68% vs RT-PCR



Feline Herpes Virus Ag

Es una prueba para la detección del antígeno del Virus del Herpes Felino en secreciones oculares. (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VIFH-502	FHV Ag Test	Secreciones oculares	88.37% vs PCR	92.31% vs PCR	90.24% vs PCR

Feline Toxoplasma Gondii Ag

Es una prueba cualitativa para la detección del antígeno de Toxoplasma Gondii en Heces, suero o plasma (Cajacon 10 pruebas)

Código	Nombre	Muestra	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
VITO-602	Toxoplasma Gondii Ag test	Heces/P/S	95.12% vs PCR	97.30% vs PCR	96.15% vs PCR

Información para Pedidos

CANINOS

Catálogo	Formato	Contenido
VIPV-602	Parvovirus Ag	Caja con 10 kits
VIDV-502	Distemper Ag	
VIDP-525	Parvovirus + Distemper Ag	
VIELH-435	Ehrlichia Ab + CHW Ag + LSH Ab Combo	
VILEAC-445	Lyme Ab + Canis Ehrlichia Ab + Anaplasma Ab + CHW Ag Combo	
VIRLN-302	Canine Relaxin	
VIPC-625	CPV Ag + CCV Ag Combo	
VPCG-635	CPV Ag + CCV Ag + Giardia Ag Combo	
VIAD-502	Adenovirus Ag	
VICBL-402	Brucella LPS	
VIEH-402	Ehrlichia Ab	
VIHW-402	Heart Worm Ag	
VIGA-602	Giardia Ag	

FELINOS

Catálogo	Formato	Contenido
VIFP-602	Panleucopenia Virus Ag	Caja con 10 kits
VILV-402	Leukemia Virus Ag	
VIIV-402	Immunodeficiency Virus Ab	
VIFC-502	Calicivirus Ag	
VIIP-602	Infectious Peritonitis Ag	
VIE-425	FIV Ab + FELV Ag Combo	
VIFH-502	Herpes Virus Ag	
VITO-602	Toxoplasma Gondii Ag	

