

Centrifuga USA E8

La Centrifuga E8 está diseñada, construida y ensamblada en LW Scientific, certificada por ISO, las instalaciones de fabricación fueron registradas por la FDA en Lawrenceville, GA. corroborando la calidad americana, así como el soporte LW Scientific habitual. Este modelo fue dotado con características y mejoras, tales como velocidades más altas para separaciones más rápidas y más limpias, un funcionamiento más silencioso para entornos de trabajo pacíficos, temperaturas de la cámara inferior para las muestras en tubos de ensayo más frías, la altura más corta para caber en cualquier gabinete, y la función de velocidad de calibración automática de los resultados de precisión. Incluso tiene un auto-freno para detener el rotor en menos de 30 segundos para ahorrar tiempo en los laboratorios ocupados. Ahora la familia E8 también incluye un modelo Digital, sin perillas con el tiempo preciso y programas de velocidad para el cumplimiento de CLIA, la más alta precisión a un precio asequible. Elija el modelo de Velocidad Fija de menor precio para centrifugar solo sangre, o elija el modelo Digital de Velocidad Variable para centrifugar sangre, orina, heces, semen y otros fluidos a las velocidades correctas para separaciones adecuadas y resultados claros. Pregunte por nuestros 3 modelos de Portafuga USA E8 también disponibles en la familia de Centrifugas E8



Modelo Digital

VENTAJAS

Velocidades precisas para fuerzas-g específicas
Separaciones adecuadas sin daño celular
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Auto-freno que detiene el rotor en menos de 30 segundos.

Ha sido diseñada, desarrollada, ensamblada y producida en América

CARACTERÍSTICAS

Rotor Angular, capacidad de 8-tubos de 3ml to 15ml
Motor DC de 12 volts libre de mantenimiento
Ventana Clara de observación en la tapa para el uso del tacómetro
Gomas de succión-ahuecadas en patas para evitar el deslizamiento
Adaptador de alimentación 110/220v de conmutación automática (Aprobada por CE, UL, cUL)
Tapa de seguridad con apagado automático al llegar a nivel máximo
RCF=1,534g

PESO Y DIMENSIONES

Alto: 9.5" (241mm)
Longitud: 11" (279mm)
Ancho: 11" (279mm)
Peso: 9.5 lbs (4.3kg)

INCLUYE

Rotor de ocho-plazas
Fundas para ocho tubos de 15ml
Fundas de inserción para tubos de 13x75mm

Centrifuga USA E8

Modelo#	Descripción
E8C-U8AF-1503	Centrifuga USA E8 Velocidad Fija, Angular de 8-Plazas con temporizador
E8C-U8AV-1503	Centrifuga USA E8 Velocidad Variable, Angular de 8-Plazas con temporizador
E8C-U8AD-15T3	Centrifuga USA E8 Digital-Velocidad y Temporizador, Angular de 8-Plazas

E8 FIJA

3,500rpm velocidad fija - solo para sangre
Apagado automatico temporizado a 30 minutos con campana de aviso

E8 VARIABLE

3,500rpm con velocidad variable (sangre, orina, etc.)
Apagado automatico temporizado a 30 minutos con campana de aviso

E8 DIGITAL

3,500rpm con velocidad y tiempo digital (sangre, orina, etc.)
Pantalla táctil, programable:
Velocidad: 500-3500rpm
Tiempo: 1-99min.
Almacena las últimas cuatro velocidades y tiempos programados.
Luz indicadora de servicio



Diseñado, Construído,
Ensamblado & Producido
en América

LW
Scientific

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com